











mediNiK®




I. Video
II. FAQ

Purenum GmbH | Fahrtenheutstraße 1 | D-28359 Bremen
Tel: +49 421 2208 170 | www.medinik.de | vigilanz@purenum.com













mediNiK®



I. Training video
II. FAQ

Purenum GmbH | Fahrtenheutstraße 1 | D-28359 Bremen
Tel: +49 421 2208 170 | www.medinik.de | vigilanz@purenum.com














mediNiK®




I. Schulungsvideo
II. FAQ

Purenum GmbH | Fahrtenheutstraße 1 | D-28359 Bremen
Tel: +49 421 2208 170 | www.medinik.de | vigilanz@purenum.com













mediNiK®




I. Vidéo de formation
II. FAQ

Purenum GmbH | Fahrtenheutstraße 1 | D-28359 Bremen
Tel: +49 421 2208 170 | www.medinik.de | vigilanz@purenum.com














mediNiK®




I. Video de formación
II. FAQ

Purenum GmbH | Fahrtenheutstraße 1 | D-28359 Bremen
Tel: +49 421 2208 170 | www.medinik.de | vigilanz@purenum.com














mediNiK®




I. Video
II. Perguntas frequentes

Purenum GmbH | Fahrtenheutstraße 1 | D-28359 Bremen
Tel: +49 421 2208 170 | www.medinik.de | vigilanz@purenum.com













mediNiK®




I. Video
II. IF

Purenum GmbH | Fahrtenheutstraße 1 | D-28359 Bremen
Tel: +49 421 2208 170 | www.medinik.de | vigilanz@purenum.com












mediNiK®




I. Video
II. UKK

Purenum GmbH | Fahrtenheutstraße 1 | D-28359 Bremen
Tel: +49 421 2208 170 | www.medinik.de | vigilanz@purenum.com












mediNiK®




I. Video
II. Ofte stillede spørgsmål

Purenum GmbH | Fahrtenheutstraße 1 | D-28359 Bremen
Tel: +49 421 2208 170 | www.medinik.de | vigilanz@purenum.com











mediNiK®




I. Video
II. Vanliga frågor

Purenum GmbH | Fahrtenheutstraße 1 | D-28359 Bremen
Tel: +49 421 2208 170 | www.medinik.de | vigilanz@purenum.com












mediNiK®



I. Video
II. FAQ

Purenum GmbH | Fahrtenheutstraße 1 | D-28359 Bremen
Tel: +49 421 2208 170 | www.medinik.de | vigilanz@purenum.com



mediNiK® I. Egitim videoso II. SSS

Böbrek taşı parçalarının çıkarılması için iki bileşenli hidrojel

mediNiK® uygulaması gerektirir. 5 ml mavi bileşen I (baz madde) içeren steri bir şırınga ve 11 ml sarı bileşen K2 (aktivatör) içeren steri bir şırınga. Bir satış ünitesi beşer adet K1 ve K2 şırıngası içerir.

Kullanım amacı: mediNiK®, üreterostenozisi (URS) sırasında böbrek taşlarını ve böbrek taşı konsolidasyonlarını çıkarmak için bir hidrojel içinde kapsüllenmiş kullanılır. mediNiK®'ün amacı, küçük boyutlu taşların kavayıcı bir alete taşınmalarını ve parçaları böbrekten çıkarılmasına olanak tanır.

Kullanıcılar: Sadece profesyonel kullanıcı için dir.

Endikasyon: Ürolitiazis

Kontraindikasyonlar: Bileşenlerden herhangi birine karşı ağır duyarlılık veya alerjik reaksiyon. Üreterostenoskopinin kontrendikasyonları ve kistatimaları geçerlidir (piyelitiasis, bozukluklar, antikoagülasyon tedavisi, sepsis, tedavi edilemez idrar yolu enfeksiyonları, gebelik, böbrek hastalığı, endoskopi işlemlere karşı intolerans, belirgin prostat büyümesi, üretral stenoz).

Gebelik, emzirme, çocuklar ve ergenler: mediNiK®'in gebe veya emziren kadınlarda, çocuklarda ve ergenlerde kullanımı ile ilgili herhangi bir deneyim bulunmamaktadır.

Aksesuarlarla kombinasyon: Endoskoplardan çıkarma sepetlerinden ve üretral aksesuar kılıflarının (UAS) seçimine ilişkin bilinen bir kistatılma yoktur.

mediNiK®'i uygulamadan önce:

A. Böbrekte görmeyi ve/veya hidrojel oluşumunu etkileyecek ilaçları, özellikle antibiyotikler ve diğer maddeleri bulundandığından emin olun.

B. Şırınganın kapakçısını çıkarmadan önce, piston çalışır durumda bastırarak çalışır durumda olduğunu teyid edilmelir. Bu, şırıngaların kalıyaca ve eşit şekilde dağıtılabilmesini sağlar.

C. En iyi sonucu elde etmek için böbrek taşları için renal kalikslerin drenaj noktasında toplamı malde olmaları gerekir.

mediNiK®'in uygulanması

1. Esnek veya yeni rijit üreterostokos böbrek taşı fragmentalanıya bunları doğrudan görecek şekilde götürünüz. İy bir görgü sağlamak için fizyolojik steril salin solüsyonu (%0,9 NaCl) ile durulayın.

2. Yıkamayı **durdurun!** Çıkarılacak parçalar tümüyle mavi K1 ile çevreleninceye kadar, mavi baz madde K1 üreterostenoscopy çalgısına kanalının içinden daberler halinde yavaşça **güçlendirin**. Birden fazla renal kaliks etkilenmelidir. Bu, şırıngaların kalıyaca ve eşit şekilde dağıtılabilmesini sağlar.

İpucu: Mavi baz madde K1'den sadece gerektiği kadar kullanın. Bu daha sonra ikinci bir işlev olan sarı aktivatör K2'nin etklenmesiyle bir hidrojel haline gelir.

3. K1 uygulamasından sonra, çalgısına kanalı içinde gel oluşumunu önlemek için NaCl kulınlarıklar bir ayıcı tabakale oluşturulmalıdır. Bu amaçla endoskop, kaliks sisteminin girişine çekilir ve çalgısına kanalına yavaş şekilde 1-2 ml NaCl verilir.

Dikkat! Çalgısına kanalının fazla yoğun yıklanması, mavi K1'den fazla üreterstenoscopyye neden olur. Bu nedenle, K1'in şırınga içeriğinin tamamı uygulanmalıdır.

4. Sarı K2'yi çalgısına kanalına dikkatli ve yavaş bir şekilde **güçlendirin**. Endoskopyu yavaşça geri çekilerek renal kalikslerin üzerine doğru hareket ettirin.

Dikkat! Mavi K1 çok hızlı verenece döndürmekten kaçının. Kullanılan mavi baz madde K1'in miktarından başlamış olarak, sarı aktivatör K2'nin (11 ml) şırınga içeriğinin tamamı uygulanmalıdır.

5. **İlerletin** taşı çıkarma sepetini (örn. Dormia sepeti) yavaş tipless sepetle endoskopun çalgısına kanalından.

6. **Tutun ve çıkarın** hidrojel pihntisi taşı çıkarma sepetiyle dikkatlice. Yıkama simdi düşük yoğunlukta yeniden başlatılabilir.

7. **Yıkama** Basket çok sıkı kapatılırsa hidrojel i ke-sebilir.

Uygulanmadan sonra: Tüm hidrojel pihntilerinin çıkarılğından emin olun. Yine de hidrojel pihnti kalırsa bursuz yavaşça hidrojel i çok küçükletir. Hidrojel ayrıca bir şelattama maddesinin (örn. EDTA) eklenmesiyle aktif olarak dağıtılabilir.

İşlemin tekrarlınması: İşlem tekrarlınırsa daha önce kullanılan sarı K2'nin tamamı yikarak böbreklerden giderilmelidir.

Tek seferlik kullanımlar: mediNiK® tek kullanımlıdır ve tekrar sterilize edilmemelidir.

İhhar: Mavi K1 ve sarı K2 ile doldurulmuş olan şırıngalar, en düşük düzeydeki hastane imalat standartlarına göre imale edilebilir. Hidrojel, yüksek yerdeki odaları veya devletin yetkilisi makamına bildirilmelidir (vigilanz@purenum.com).

Not: Çihazla ilgili olarak meydana gelen tüm ciddi olaylar ırtıcıları ve kullanıcının ve/veya hastanın yerdeki odaları veya devletin yetkilisi makamına bildirilmelidir (vigilanz@purenum.com).

Nota: tutto gli incidenti gravi correlati al dispositivo devono essere segnalati al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente (vigilanz@purenum.com).

mediNiK® I. Video di formazione II. FAQ

Idrojel bicomponente per la rimozione di frammenti di calcoli renali

Per l'applicazione di mediNiK® sono necessari i seguenti strumenti: una siringa sterile con 5 ml del componente blu K1 (sostanza di base) e una siringa sterile con 11 ml del componente giallo K2 (attivatore). Un'unità di vendita contiene cinque siringhe rispettivamente di K1 e K2.

Use previsto: mediNiK® viene utilizzato per incapsulare calcoli e concrezioni renali in un idrogel al fine di rimuoverli durante un'ureterorenoscopia (URS). L'uso di mediNiK® permette di rimuovere facilmente i frammenti che non possono essere rimossi con uno strumento da presa a causa delle loro dimensioni ridotte.

Utilizzatori: solo per uso professionale.

Indicazione: urolitiasi

Controindicazioni: ipersensibilità o reazione allergica a uno qualsiasi dei componenti. Si applicano le controindicazioni e le reazioni previste per l'ureterorenoscopia (disturbi della coagulazione, terapia anticoagulante, sepsi, infezioni del tratto urinario non trattate, gravidanza, malattie renali, intolleranza alle procedure endoscopiche, ipertipia prostatica pronunciata, stenosi ureterale).

Gravidanza, allattamento, bambini e adolescenti: non sono disponibili esperienze sull'uso di mediNiK® in donne in gravidanza o in allattamento, bambini e adolescenti.

Combinazione con accessori: Non vi sono restrizioni note nella scelta di endoscopi, cestelli di recupero dei calcoli e guaine di accesso ureterale (UAS).

Prima di utilizzare mediNiK®:

A. Verificare che nel rene non siano presenti mezzi di contrasto, sangue o altre sostanze che potrebbero influenzare la visione e/o la formazione dell'idrogel.

B. Prima di rimuovere il cappuccio della siringa, assicurarsi che il punto di pressione premuto lo stantuffo. In questo modo viene agevolato lo svuotamento uniforme delle siringhe.

C. Per ottenere risultati ottimali, i calcoli renali devono essere incapsulati nel punto più basso del calice renale.

Applicazione di mediNiK®:

1. **Utilizzare** l'ureteroscopia flessibile o semirigida per navigare all'interno dei frammenti di calcoli renali. Irrigare con soluzione fisiologica sterile (NaCl allo 0,9%) per garantire una buona visione.

2. **Interrompere** l'irrigazione! Applicare lentamente la sostanza di base blu K1 a impulsi attraverso il canale di lavoro dell'endoscopia fino a quando i frammenti da rimuovere siano completamente circondati dal K1 blu. Se sono interessati più calici renali, ripetere questo passaggio per ogni singolo calice.

Suggerimento: utilizzare solo la quantità minima necessaria di sostanza di base blu K1. Il liquido necessario per idrogel con l'aggiunta del secondo componente, l'attivatore giallo K2.

3. Dopo l'applicazione di K1, è necessario creare uno strato di separazione con NaCl per evitare la formazione di gel all'interno del canale di lavoro. A questo scopo, l'endoscopia viene ritirata all'ingresso del sistema caliciforme e 1-2 ml di NaCl vengono introdotti lentamente nel canale di lavoro. Assicurarsi che il liquido venga aspirato. **Attenzione!** Evitare di far vorticare il K1 blu agitando il cestello troppo velocemente. Indipendentemente dalla quantità di sostanza di base blu K1 utilizzata, è necessario applicare l'intero contenuto della siringa dell'attivatore giallo K2.

4. **Applicare** con cautela e lentamente il K2 giallo attraverso il canale di lavoro. Muovere lentamente l'endoscopia in direzione del o dei calici renali interessati. **Attenzione!** Evitare di far vorticare il K1 blu agitando il cestello troppo velocemente. Indipendentemente dalla quantità di sostanza di base blu K1 utilizzata, è necessario applicare l'intero contenuto della siringa dell'attivatore giallo K2 (11 ml).

5. **Inserite** il cestello di recupero dei calcoli (p. es. un cestello Dormia o un cestello tipless) attraverso il canale operativo dell'endoscopia.

6. **Afferrate e rimuovete** con cautela il coagulo di idrogel con il cestello di recupero dei calcoli. L'irrigazione può ora essere riavviata a bassa intensità. **Attenzione!** Il cestello può tagliare l'idrogel se viene chiuso troppo stretto.

Dopo l'applicazione: assicurarsi che tutti i coaguli di idrogel siano stati rimossi. Tuttavia, se dovessero rimanere coaguli di idrogel, questi vengono rimossi con cautela con uno strumento da presa che essere disossato attivamente aggiungendo un agente chelante (ad es. EDTA).

Ripetizione della procedura: se la procedura viene ripetuta, il coagulo di idrogel usato in precedenza deve essere completamente eliminato dal rene.

Prodotto monouso: mediNiK® è monouso e non può essere risterilizzato.

Smaltimento: le siringhe riempite con K1 blu e K2 giallo possono essere smaltite secondo le norme minime di smaltimento interne all'ospedale. L'idrogel deve essere smaltito separatamente dai rifiuti medici. Il coagulo di idrogel può anche essere disciolto in contatto con le mucose e/o l'urina.

Nota: tutti gli incidenti gravi correlati al dispositivo devono essere segnalati al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente (vigilanz@purenum.com).

mediNiK® I. Bugeo II. ЧЗВ

Двукомпонентен хидрогел за отстраняване на фрагменти от камъни в бубрека

За използване на mediNiK® е необходимо следното оборудване: стерилна спринцовка, съдържаща 5 ml от синия компонент „K1“ (основна субстанция) и стерилна спринцовка, съдържаща 11 ml от жълтия компонент „K2“ (активатор). Всяка спринцовка еднук съдържа по пет спринцовки K1 и K2.

Предназначение: mediNiK® се използва за фиксиране на бубречни камъни у конкрентен бубур хирургически бѐм уретероскопска отстранѐние на фрагменти по време на уретероскопска (URS). Използването на mediNiK® позволява от бубрека на фрагменти, които не могат да бъдат отстранени с помощта на друг инструмент, който не може да бъде отстранен поради малкия си размер.

Потребители: Да се използва само от медицински специалисти.

Показание: уролитиаза

Противопоказания: Свръхчувствителност или алергична реакция към някоя от съставките. В съвкупност с протромбопациента и ограничаването на уретероскопската (коагулационни нарушения, антикоагулационна терапия, сепсис, некълкувани уринарни инфекции, бременност, бубечно заболяване, непонимателен към ендоскопски процедури, изразена хиперплазия на простатата, уретерална стеноза).

Бременост и кърмене, деца и юноши: Няма налични данни относно употребата на mediNiK® при бремени или кърмещи жени или деца и юноши.

Комбинация с принадлежности: Няма изчислени ограничения при избора на ендоскопи, кошници за извличане на конкременти и уретерални достъпни устройства (UAS).

Прегу употреба на mediNiK®:

A. Уверете се, че в бубрека няма контрастни вещества и/или кръв, които биха могли да повлияят на визуализацията или образуване на хидрогел.

B. Прегу да свалите капакът на спринцовката, съобразете се с точката на налягане, като натиснете буталото на долу. Това гарантира, че спринцовката може да се използва лесно и равномерно.

C. Пер отенете резултати оттимали, i calcoli renali devono essere incapsulati nel punto più basso del calice renale.

Prima di utilizzare mediNiK®:

A. Verificare che nel rene non siano presenti mezzi di cinto, sangue o altre sostanze che potrebbero influenzare la visione e/o la formazione dell'idrogel.

B. Prima di rimuovere il cappuccio della siringa, assicurarsi che il punto di pressione premuto lo stantuffo. In questo modo viene agevolato lo svuotamento uniforme delle siringhe.

C. Per ottenere risultati ottimali, i calcoli renali devono essere incapsulati nel punto più basso del calice renale.

Applicazione di mediNiK®:

1. **Utilizzare** l'ureteroscopia flessibile o semirigida per navigare all'interno dei frammenti di calcoli renali. Irrigare con soluzione fisiologica sterile (NaCl allo 0,9%) per garantire una buona visione.

2. **Interrompere** l'irrigazione! Applicare lentamente la sostanza di base blu K1 a impulsi attraverso il canale di lavoro dell'endoscopia fino a quando i frammenti da rimuovere siano completamente circondati dal K1 blu. Se sono interessati più calici renali, ripetere questo passaggio per ogni singolo calice.

Suggerimento: utilizzare solo la quantità minima necessaria di sostanza di base blu K1. Il liquido necessario per idrogel con l'aggiunta del secondo componente, l'attivatore giallo K2.

3. Dopo l'applicazione di K1, è necessario creare uno strato di separazione con NaCl per evitare la formazione di gel all'interno del canale di lavoro. A questo scopo, l'endoscopia viene ritirata all'ingresso del sistema caliciforme e 1-2 ml di NaCl vengono introdotti lentamente nel canale di lavoro. Assicurarsi che il liquido venga aspirato. **Attenzione!** Evitare di far vorticare il K1 blu agitando il cestello troppo velocemente. Indipendentemente dalla quantità di sostanza di base blu K1 utilizzata, è necessario applicare l'intero contenuto della siringa dell'attivatore giallo K2.

4. **Applicare** con cautela e lentamente il K2 giallo attraverso il canale di lavoro. Muovere lentamente l'endoscopia in direzione del o dei calici renali interessati.

Attenzione! Evitare di far vorticare il K1 blu agitando il cestello troppo velocemente. Indipendentemente dalla quantità di sostanza di base blu K1 utilizzata, è necessario applicare l'intero contenuto della siringa dell'attivatore giallo K2 (11 ml).

5. **Inserite** il cestello di recupero dei calcoli (p. es. un cestello Dormia o un cestello tipless) attraverso il canale operativo dell'endoscopia.

6. **Afferrate e rimuovete** con cautela il coagulo di idrogel con il cestello di recupero dei calcoli. L'irrigazione può ora essere riavviata a bassa intensità.

Dopo l'applicazione: assicurarsi che tutti i coaguli di idrogel siano stati rimossi. Tuttavia, se dovessero rimanere coaguli di idrogel, questi vengono rimossi con cautela con uno strumento da presa che essere disossato attivamente aggiungendo un agente chelante (ad es. EDTA).

Ripetizione della procedura: se la procedura viene ripetuta, il coagulo di idrogel usato in precedenza deve essere completamente eliminato dal rene.

Prodotto monouso: mediNiK® è monouso e non può essere risterilizzato.

Smaltimento: le siringhe riempite con K1 blu e K2 giallo possono essere smaltite secondo le norme minime di smaltimento interne all'ospedale. L'idrogel deve essere smaltito separatamente dai rifiuti medici. Il coagulo di idrogel può anche essere disciolto in contatto con le mucose e/o l'urina.

Nota: tutti gli incidenti gravi correlati al dispositivo devono essere segnalati al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente (vigilanz@purenum.com).

mediNiK® I. Video II. Casté dotazy

Dvouložkový hydrogel k odstránení fragmentů ledvinových kamenů

K použití gelu je potřeba sterilní injekční stříkačka s 5 ml modrým složku K1 (základní látka) a sterilní stříkačka s 11 ml žluté složky (aktivátor K2). Každé prodávané balení obsahuje po pěti injekčních stříkačkách K1 a K2.

Účel použití: mediNiK® slouží k obalení ledvinových kamenů v konkrementu hydrogelem, který je následně během ureterorenoskopie odstraněn. Použití gelu umožňuje odstránění fragmentů, které jsou jinak příliš malé na odstránění grasperem.

Uživatelé: Pouze pro zdravotnický personál.

Indikace: urolitiáza

Kontraindikace: Přecitlivělost nebo alergická reakce na jakoukoli složku přípravku. Platí kontraindikace a omezení běžné u ureterorenoskopie (poruchy koagulace, antikoagulační léčba, seps, neléčené infekce močových cest, těhotenství, onemocnění ledvin, intolerance endoskopických výkonů, výrazná hyperplazie prostaty, stenóza endoskopického přístupu, nepanensambá, zřetka prostatická hyperplazie na prostatata, ureterální stenóza).

Показание: уролитиаза

Противопоказания: Свръхчувствителност или алергична реакция към някоя от съставките. В съвкупност с протромбопациента и ограничаването на уретероскопската (коагулационни нарушения, антикоагулационна терапия, сепсис, некълкувани уринарни инфекции, бременност, бубечно заболяване, непонимателен към ендоскопски процедури, изразена хиперплазия на простатата, уретерална стеноза).

Бременост и кърмене, деца и юноши: Няма налични данни относно употребата на mediNiK® при бремени или кърмещи жени или деца и юноши.

Комбинация с присlušenstvorní: Nejsou známa žádná omezení při volbě endoskopů, košíků k extrakci konkrementů a ureterálních přístupových potrubí (UAS).

Před použitím přípravku

A. Ujistěte se, že v ledvinách nejsou žádné kontrastní látky, krev nebo jiné látky, které by mohly negativně ovlivnit vizualizaci nebo tvorbu hydrogelu.

B. Před sejmutím krytu stříkačky uvolněte píst zatlačením na něj. Tak bude možno stříkačku snadno a rovnoměrně vyprázdnit.

C. Optimální výsledky zajistíte shromážděním kamennů v nejlhubším bodě ledvinového kalichu.

D. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

E. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

F. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

G. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

H. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

I. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

J. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

K. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

L. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

M. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

N. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

O. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

P. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

Q. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

R. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

S. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

T. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

U. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

V. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

W. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

X. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

Y. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

Z. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

AA. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

AB. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

AC. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

AD. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

AE. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

AF. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

AG. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

AH. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

AI. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

AJ. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

AK. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

AL. Před použitím přípravku je třeba zkontrolovat, zda jsou všechny komponenty správně sestaveny a připraveny k použití.

mediNiK® I. Bivreo II. Συχνές ερωτήσεις

Υδρογελ δύο συστατικών για την αφαίρεση θραυσμάτων ledvinových λίθων

Για τη χρήση του mediNiK® απαιτείται ο ακόλουθος εξοπλισμός: σπριντζόνα, σισαλάβ 5 ml „K1“ σισιντ κομπονέντα (I) (poháinet) και στερίλη σισαλάβ 11 ml „K2“ κομπονέντα (aktivator). Κάθε πωλούμενο σύστημα περιέχει 11 ml του κίτρινου συστατικού «K2» (ενεργοποιητικό). Κάθε μονάδα πώλησης περιέχει πέντε σύριγγες K1 και πέντε σύριγγες K2.

Προβλεπόμενη χρήση: Το mediNiK® χρησιμοποιείται για να περιβλήθουν νεφρικοί λίθοι και συγκρατούνται με υδρογέλ για αφαίρεση κατά τη διάρκεια ουρητροσκόπησης (ureterorenoskopia, URS). Η χρήση του mediNiK® επιτρέπει την αφαίρεση θραυσμάτων από τον νεφρό που μπορεί να μην μπορεί να бъдат отстранени с помощта на друг инструмент, който не може да бъде отстранен поради малкия си размер.

Χρήτες: Αποκλειστικά για χρήση από επαγγελματίες υγείας.

Ενδείξη: ουρολιθίαση

Αντενδείξεις: Υπεραιμοσθρία ή αλλεργική αντίδραση σε οποιοδήποτε από τα συστατικά, ισχυρόν οι αντινδείξεις οι περιορισμοί της ουρητροσκόπησης (διαταραχές πήξης, αντιπηκτική θεραπεία, σήψη, λοιμωξίες του ουροποπτικού συστήματος που δεν αντιμετωπίζονται, κύηση, νεφροπάθεια, μη ανοχή στις ενδοσκοπικές επεμβάσεις, έντονη υπερπλασία του προστάτη, στενότητα ουρήθρας).

Κύηση και γαλουχία, παιδιά και έφηβοι: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τη χρήση του mediNiK® σε εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες ή σε παιδιά και εφήβους.

Συνδυασμός με εξαρτήματα: Δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί στην επιλογή ενδοσκοπίων, καλαμών ανώσεσης λίθων και ουρηθρικών θήκων πρόσδεσης (UAS).

Πριν από τη χρήση του mediNiK®:

A. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ακαθάρσια παράγοντες, αίμα ή άλλες ουσίες στον νεφρό που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απεικόνιση και/ή τον σχηματισμό υδρογελ.

B. Πριν σεjmутίμ το κρύτο στρίκακγίς υολυθέντε πίστ затlaчένím на нeй. Tak bude možno stříkačku snadno a rovnoměrně vyprázdnit.